

Kühlen Heizen Mischen

Sehr schnelle Heiz- und Kühlgeschwindigkeiten 35
Steckplätze für 1,5 oder 2,0 ml



Thermoschüttler basic (Art.-Nr. 111000)



Thermoschüttler pro (Art.-Nr. 112000)

Thermoschüttler basic

Tischgerät, Prinzip Thermomixer, ohne Kühlfunktion
Temperaturbereich 5°C über RT bis + 100°C
Temperaturgenauigkeit $\pm 0,3^\circ\text{C}$
Blocktemperaturhomogenität $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Heizgeschwindigkeit von 20°C auf 100°C in ca. 15 min.
Schüttelgeschwindigkeit 200 bis 1500 rpm / Orbit 2 mm
Temperatur- und Schüttelmodus getrennt steuerbar
Zeitfunktion von 1 min. bis 99 h 59 min.
Dauerbetrieb und Shortmix-Funktion
5 Programmsegmente, individuell einstellbar
Hinterleuchtetes Display mit Klartextanzeige
Abmessungen B/T/H: 225x300x190 mm / Gewicht 8 kg
Elektrischer Anschluss 230 Volt / 50 Hz. / 85 Watt
Thermoschüttler basic Art.-Nr. 111000

Thermoschüttler pro

Tischgerät, Prinzip Thermomixer, mit Kühlfunktion
Temperaturbereich -18° unter RT bis + 100°C
Kühlgeschwindigkeit von 100°C auf 20°C ca. 15 min.
Programmablauf der einzelnen Segmente nacheinander
Abmessungen B/T/H: 225x300x190 mm / Gewicht 8,5 kg
Sonstige Ausstattung wie Thermoschüttler basic
Thermoschüttler pro Art.-Nr. 112000

Reaktions-Wechselblöcke

Block A , 96 PCR Gefäße 0,2 ml	Art.-Nr. 190010
Block B , 54 x 0,5 ml Reaktionsgefäße	Art.-Nr. 190020
Block C , 35 x 1,5 ml Reaktionsgefäße	Art.-Nr. 190030
Block D , 35 x 2,0 ml Reaktionsgefäße	Art.-Nr. 190040
Block E , 15 x 0,5 / 20 x 1,5 ml Gefäße	Art.-Nr. 190050
Block F , 24 Rörchen \varnothing 12 mm	Art.-Nr. 190060
Block G , 12 x 15 ml Falcon-Rörchen	Art.-Nr. 190070
Block H , 6 x 50 ml Falcon-Rörchen	Art.-Nr. 190080
Block I , Wasserbadblock 103x67x29 mm	Art.-Nr. 190090
Block J , Mikrotiterplatte	Art.-Nr. 190100
Block K , 24 Rörchen \varnothing 14 mm	Art.-Nr. 190110
Block L , Deep Well Plates	Art.-Nr. 190120
Block M , 15 x 5 ml Reaktionsgefäße	Art.-Nr. 190130



Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.