


Zentrifugieren

4.000 U/min, 2.600 x g

Pro-One C404R-A Zentrifuge gekühlt (inkl. Ausschwingrotor mit Becher und Adapter)



Die Pro-One C404R-A Zentrifuge gekühlt ist inklusive Rotor und kann ausschließlich mit dem Ausschwingrotor BRK1001.B5251. (inkl. Becher und Adapter / Artikelnummer mit angeben) verwendet werden und verfügt über eine Kühlfunktion, welche Energieeffizient ist und hohe Temperaturgenauigkeit für maximalen Probenschutz gewährleistet. Zusätzlich schützen die einstellbaren Anlauf- und Bremsstufen Ihre empfindlichen Proben.

Die nachhaltige und robuste Bauweise des Metallgehäuses im Urbane Design sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit.

Bei der Pro-One Baureihe kann ausschließlich 1 Rotortyp verwendet werden. Wenn Sie mehrere Rotoren einsetzen möchten wäre das Model Pro C4000R die Alternative.

Technische Daten

Zentrifuge (Art.-Nr.)	POC404R-A
Display	LED
Max. Kapazität	4 x 250ml
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C (PID geregelt mit +/- 1°C)
Geschwindigkeit (RPM)	10 bis 4.000 U/min (in 10er Schritten)
Schwerfeld (RZB/RCF)	10 bis 2.600 x g (in 10er Schritten)
Anlaufstufen	10
Bremsstufen	10
Sicherheit	Unwuchterkennung
Timer	0 bis 99 Minuten & 2 bis 9 Stunden / Endlos
Programmspeicher	99
Abmessungen(H×B×T)	330 x 435 x 650mm
Gewicht (ohne Rotor)	57,8 kg
Netzanschluss	230V 50Hz
Leistungsaufnahme	max. 625 Watt
Herstellerzertifikate	CE



Ausschwingrotor (eloxiertes ALU) inkl. Becher und Adapter	
Rotor (Art.-Nr.)	BRK1001.B5251.(inkl. Adapter / Artikelnummer mit angeben)
Typ	4 x 250ml
Tube Maße max.	62 x 100mm
Min. RZB/RCF	10 x g
Max. RZB/RCF	2.600 x g
Max. RPM	4.000 U/min
Radius max.	14,6cm
Probenwinkel	0°
Beschleunigung	25 Sek.
Verzögerung	35 Sek.
Autoklavierbar (max. Frequenz)	121°C (20)
Minimale Temperatur bei 23°C RT	4°C

Optionales Zubehör:



Zubehör			
Art.-Nr.	BRK1001	B5251	B5519
Typ	Ausschwingrotor (eloxiertes ALU) ohne Becher	Becher (eloxiertes ALU) 250ml VE = 4 Stück	Deckel (PC) für Becher B5251 VE = 4 Stück

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.



Adapter (PP) für Becher B5251		VE = 4 Stück			
Adaptertyp		Kapazität	Maße	Max. Gefäße pro Rotor	Art.-Nummer
Reaktions- gefäße		0,2ml	6x20mm	144 Stück	AM602-1
		0,4ml	6x30mm	144 Stück	AM604-1
		0,5ml	8x20mm	104 Stück	AM605-1
		1,5ml	11x38mm	72 Stück	AM620-1
		2,0ml	11x38mm	72 Stück	AM620-1
Zentrifugenröhrchen Rundboden ohne Deckel		1ml	6x45mm	36 Stück	AR601-1
		3ml	10x60mm	28 Stück	AR603-1
		5ml	12x75mm	20 Stück	AR605-1
		6ml	12x82mm	20 Stück	AR606-1
		7ml	12x100mm	20 Stück	AR607-1
		9/10ml	14x100mm	20 Stück	AR609-1
		15ml	17x100mm	16 Stück	AR615-1
		25ml	24x100mm	12 Stück	AR625-1
		50ml	34x100mm	4 Stück	AR650-1
		100ml	45x100mm	4 Stück	AR6100-1
		150ml	52x100mm	4 Stück	AR6150-1
		Zentrifugen- röhrchen konisch mit Deckel		15ml	17x120mm
50ml	29x115mm			4 Stück	AF650-1
Zentrifugen- röhrchen Stehrand mit Deckel		12ml	17x100mm	12 Stück	AFS612-1
		15ml	17x120mm	12 Stück	AFS615-1
		25ml	25x90mm	4 Stück	AFS625-1
		30ml	25x110mm	4 Stück	AFS630-1
		50ml	29x115mm	4 Stück	AFS650-1
Zentrifugen- röhrchen Rundboden mit Deckel		10ml	15x80mm	20 Stück	ANO610-1
		30ml	26x95mm	4 Stück	ANO630-1
		50ml	29x107mm	4 Stück	ANO650-1
		100ml	38x106mm	4 Stück	ANO6100-1
Monovette Flachboden		1,1-1,4ml	8x82mm	52 Stück	AM6014-1
		2,7-3ml	11x82mm	52 Stück	AM603-1
		2,6-2,9ml	13x81mm	28 Stück	AM629-1
		4,5-5ml	11x108mm	52 Stück	AM604-1
		7,5-8,2ml	13x106mm	28 Stück	AM679-1
		4,5-5ml	15x92mm	20 Stück	AM650-1
		9-10ml	16x108mm	20 Stück	AM690-1
Vacutainer – Vacuette Rundboden		1,6-5ml	13x82mm	76 Stück	AV616-1
		4-7ml	13x106mm	76 Stück	AV650-1
		7-9ml	15x92mm	64 Stück	AV670-1
		8,5-10ml	16x108mm	64 Stück	AV680-1
Flasche Flach- boden		250ml	62x125mm	4 Stück	AC62130

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.